

# ウォーキングステッキ 取扱説明書

この度は、ウォーキングステッキをお買い上げ頂きましてありがとうございます。より安全にご使用頂く為に、**ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読み下さい。**また、お読み頂いた後は、大切に保管して下さい。

尚、ご不明な点がございましたら、ご購入された販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。



SGマーク制度は、商品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

MLST-KIZ24-03


## ■ご使用になる前に必ずお読みください■

**△**棒状つえは、つえなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。つえなしでは歩行出来ない方の使用には適しておりません。(体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることもあるからです。)また、購入時はそうであっても、次のような状態になった場合の使用も停止すべきです。

- ①つえなしでは歩行できない者の使用(手すりに伝わらなければ歩行できない者や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない者の使用が含まれます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない者。ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。

## ■ステッキの持ち方■

ステッキは支柱に荷重がかかるように、握り全体を握る正しい持ち方でご使用ください。図のような支柱に指を添えた持ち方をお勧めします。握りの一部だけを握ると荷重がかかり、支柱が折れる危険があります。また、思わぬ事故につながる恐れもありますので、絶対におやめください。



## ■伸縮式モデルのご使用方法■

### 【長さ調節方法】

支柱固定ネジを回してゆるめます。




## ■折畳式ステッキについて■

折畳式ファッションステッキは、コンパクトに折畳ができ携帯に便利なことをファッション性ととも追求した商品です。その為、折畳や組立て式ではない「一本もの」に比べ、扱いに注意を要します。極端に体重をかけたりしないでください。折畳式ステッキは、常用するものではなく臨時に使用されることをお勧めします。ステッキに頼らざるを得ない方、及び連続して使用される方は、SGマーク取得商品の中でも「一本もの」をお勧めします。


## ■伸縮式ステッキについて■

伸縮式ステッキは、ステッキの全長を身長サイズに合わせて調整ができるものです。伸縮式は構造上複数の部品で構成されており、扱う際は各部品が支柱にきちんと固定されているか確認してお使いください。



調節ボタンが穴から正常に出ていることを確認し、支柱固定ネジを回して締め、固定します。

## ■ステッキ各部の名称■




## ■△! 使用上の注意■

- ①ステッキは自分の体に合ったものをお選びください。
- ②ご使用前の前後にステッキ各部を点検してください。
- ③つえ先ゴムが摩耗してきたり、劣化して外れやすくなったりした場合は、早めに取り替えてください。
- ④使用中も含め、支柱の継ぎ目や長さ調節部が確実に固定されたことを確認して使用してください。
- ⑤折り畳み式つえにあっては、ゴムロープにゆるみ、損傷等の異状があるときは弊社までお問い合わせください。
- ⑥濡れた又は凍った路面は滑りやすいため注意してください。
- ⑦道路の側溝の溝や凹みがある箇所では、つえ先がはまり込む場合があるため、十分注意してください。
- ⑧握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- ⑨用途以外(例えば、登山用、トレッキングポール、護身用など)には使用しないでください。

## ■折畳みモデル使用方法■

組み立ての際はステッキの両端を持ち、ゆっくりと広げて下さい。この時、指などを挟まないように注意して下さい。



### 【△! 注意】

○ステッキのパイプは、ゴムで連結されております。袋から出し入れる際、飛び出す恐れがありますので、束ねた状態で作業を行って下さい。

○収納する時は連結部分を引っ張り、一本ずつ折り畳んでください。

※折り畳み式杖にあっては、ゴムロープのゆるみ、損傷等の異状がある時は弊社までお問い合わせ下さい。

## ■点検のお願い■

当ステッキの握りと支柱は、接着剤を使用し接合されています。温度変化の激しいところや高温の環境等で、接着剤の劣化や強度低下がおこることがあります。例えば、車の中に長時間放置されたり冷暖房機のそばに置かれると、握りと支柱の接合部がぐらついたり外れたりすることがあります。また、衝撃を受けたり、長時間の使用や年月を経たりすることにより、接着剤が劣化することがあります。ご使用の度に、握り(手元)と支柱(棒)の接着部の点検をしてください。ぐらつきや隙間、その他異常と思われる部分が認められた場合は、直ちに使用を止めてください。その他の部分におきましても、ゆがみ、亀裂、損傷、がたつきやゆるみ等が無いことを確認してください。

## ■製品の品質保証

本製品につきましては、厳密な検査を経て皆様のお手元に届いておりますが万一、お買い上げ頂いた製品が通常の使用状態において保証期間中に、品質、製造上の不備により故障、損傷した場合は、当社にて無償で修理または、同等品と交換させていただきます。但し、次の場合は保証期間内でも保証致しかねますので予めご了承下さい。 ※保証の最終判定は当社判断とさせていただきます。

保証期間:お買い上げ日より一年間

- 消耗箇所の損傷によるもの。
- ご使用中に過度な衝撃、外力をシャフトが受けた場合。
- 転倒、衝撃など過度の衝撃によって破損した場合。
- 破損現品に、シャフトの破損の原因となるような多くの傷や摩耗が見受けられた場合。
- 誤った使用による故障、損傷。

## ■使用後、及び保管方法■

折り畳み式つえにあっては、高温の場所(ストーブの前、夏場の自動車内の放置など)はゴムロープが劣化しやすくなるため、避けてください。また、低温の場所(寒冷地など)では折り畳んだ状態から、すぐにゴムロープの弾性が回復しないことがあるので、注意してください。

折りたたみ仕様の製品は連結部分への負担を軽減させる為に、組立てた状態で保管してください。ステッキは乾拭きした後、直射日光を避けて保管してください。また、傘立てなどの湿気の多いところに長時間放置しますと、塗装面や素材が劣化する原因になりますので、お避けください。

- 不当な修理または、改造による故障、損傷。
- 火、熱などによる外的要因による変形。
- その他、当社判断により保証対象とみなされない場合。

お買い上げ時に発行のレシート(お店名・購入日・購入商品記載)が「保証書」となり、サポートをお受けいただく際に必要となりますので、この取扱説明書と同様に大切に保管してください。

## 【製造元】

株式会社 **モザキ**

〒384-0061  
長野県小諸市加増上の平561-2  
TEL:0267-22-1354

ご不明な点がございましたら、ご購入された販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。

